

23. Zorg ervoor dat u het product en de verpakking na gebruik weggooit, evenals ongebruikte maar geopende apparaten, in overeenstemming met de afvalverwerkingspraktijken van ziekenhuizen en de plaatselijke voorschriften, waaronder, zonder beperking, die met betrekking tot de menselijke gezondheid en veiligheid en het milieu.
24. Dit product is bedoeld voor gebruik bij één patiënt en één procedure. Resterilisatie, hergebruik, reprocessing, wijziging kan leiden tot ernstige gevolgen met inbegrip van overlijden van de patiënt.
25. Indien zich een ernstig incident in verband met het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet dit worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

	Droog houden	 eFU indicator www.grena.co.uk/IFU	Raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing		Fabrikant		Niet opnieuw gebruiken
	Let op		Niet opnieuw steriliseren		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is en de gebruiksaanwijzing raadplegen		Houdbaarheidsdatum
	Gemachtigd vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Catalogusnummer		Batchcode		Hoeveelheid in verpakking
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide		MR veilig		Productiedatum		Enkel steriel barrièresysteem
	Medisch apparaat						

*De papieren exemplaren van gebruiksaanwijzingen die bij Grena producten worden geleverd zijn altijd in het Engels.
Als u een gedrukt exemplaar van de IFU in een andere taal wenst, kunt u contact opnemen met Grena Ltd.
op ifu@grena.co.uk of + 44 115 9704 800.*

*Scan de onderstaande QR-code met de juiste toepassing.
Het verbindt u met de website van Grena Ltd. waar u eIFU kunt kiezen in de taal van uw voorkeur.*

U kunt rechtstreeks naar de website gaan door in uw browser www.grena.co.uk/IFU in te typen.

*Zorg ervoor dat de papieren versie van de IFU in uw bezit de laatste versie is voordat u het apparaat gebruikt.
Gebruik altijd de laatste versie van de IFU.*

