


## Vomit Bag / Worek na wymiociny Instructions for use / Instrukcja użycia

Ref. no.: 0507-VB2000, 0507-VB2000PG

 <b>GRENA<sup>®</sup></b> Think Medical Grena (Qingdao) Medical Devices Ltd., No 318 Huanghe West Road, Huangdao District, Qingdao City, Shandong Province, 266555, China	<b>Contact information:</b> Phone: +86 0532-86769190 Fax: +86 0532-86767322	 <b>MDML INTL Limited</b> , 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co. Cork Republic of Ireland	
---	---	--	---

### ENG

#### Indications:

Bag is designed for the safe and hygienic collection of vomit.

#### Contraindications:

Not known

#### Description of the device:

Vomit Bag consists of ergonomic plastic ring being a mouthpiece and a soft bag fixed on the ring for vomit collection. Main scale allows to control volume collected. Additional scale at the bottom corner facilitates precise volume reading of volumes below 100 ml. Pregelled version (with PG index in the reference number) contains absorbing pad which absorbs fluids changing them into gel and reducing bad smell at a time.

#### Instructions for use:

1. Pull bag straight.
2. Place ring over nose and mouth.
3. After use twist top of bag.
4. Secure in side slot.
5. Dispose off in accordance with procedures.

#### Warnings and precautions measures:

To avoid danger of suffocation with plastic bag, children can use this product under supervision of an adult only.

### PL

#### Wskazania:

Worek jest przeznaczony do bezpiecznej i higienicznej zbiórki wymiocin.

#### Przeciwwskazania:

Nieznane

#### Opis wyrobu:

Worek na wymiociny składa się z ergonomicznego plastikowego pierścienia stanowiącego ustnik i miękkiego worka do zbiórki wymiocin zamocowanego na pierścieniu. Główna skala pozwala na kontrolę zebranej objętości. Dodatkowa skala w dolnym rogu umożliwia dokładne odczyty objętości poniżej 100 ml. Wersja preżelowana (z indeksem PG w numerze katalogowym) zawiera wkład absorpcyjny, który absorbuje płyny zamieniając je w żel i jednocześnie redukuje przykry zapach.

#### Sposób użycia:

1. Wyprostuj torbę.
2. Umieść pierścień wokół nosa i ust.
3. Po użyciu skręć górną część torby.
4. Wprowadź w boczne wycięcie
5. Zutyliżuj zgodnie ze stosownymi procedurami.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia plastikową torbą, dzieci mogą korzystać z tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.



Keep dry  
Chronić przed  
wilgocią



Consult instructions for use  
Zapoznaj się instrukcją  
użycia



Manufacturer  
Wytwórca



Authorized  
representative  
in EU